

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

АДРЕС ДОСТАВКИ

КОМПАНИЯ:

АДРЕС:

АДРЕС ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА

КОМПАНИЯ:

АДРЕС:

ПРОТЕЗИСТ/ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ:

ПАЦИЕНТ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО):

ДЕТАЛИ ЗАКАЗА:

ДАТА ЗАКАЗА:

СТОРОНА АМПУТАЦИИ:

ИЗДЕЛИЕ:

129-026 VINCENTaqua – без художественного оформления

VINCENTaqua – с нанесением рисунка с волнами

129-033 Индивидуальная выкройка VINCENTaqua



ИЗМЕРЕНИЯ:

ЗАМЕЧАНИЕ:

Произведите измерения при помощи подходящей рулетки в соответствии с приведенными для каждого измерения рекомендациями. Самая толстая часть протезной гильзы и окружность локтя могут быть максимум на 10% больше окружности плеча.

[L1] Общая длина (мм)

[U1] Окружность плеча (мм)

[L2] Длина от запястья до сгиба конечности с внутренней стороны (мм)

[L3] Длина от запястья до локтя с внешней стороны (мм)

[U2] Окружность протезной гильзы в области запястья (мм)

[U3] Окружность наибольшей точки предплечья/гильзы (мм)


[U4] Окружность в области локтя (мм)

[L4] Длина от запястья до наибольшей точки предплечья/гильзы (мм)



1 Сначала определите требуемую общую длину **[L1]** неопренового крепления. Для этого измерьте расстояние от края ламинационного кольца / ламинационной пластины протезной гильзы приблизительно до середины плеча.


2 Измерьте окружность плеча **[U1]**, измерение проводится **в расслабленном состоянии пациента**. Данное измерение проводится в конце неопренового крепления.



3 Измерения **[L2]** и **[L3]** проводятся **при согнутой в локте (приблизительно на 90°)** верхней конечности.

Для этого сначала измерьте внутреннюю часть верхней конечности от края ламинационного кольца / ламинационной пластины протезной гильзы до места сгибания конечности = **[L2]**.

Для получения размера **[L3]** измерьте внешнюю сторону верхней конечности от края ламинационного кольца / ламинационной пластины протезной гильзы до места сгибания конечности.



4 Затем измерьте окружность **[U2]** протезной гильзы в области ламинационного кольца / ламинационной пластины, окружность наибольшей точки на предплечье / протезной гильзе **[U3]** и окружность в локтевом суставе **[U4]**.

5 В заключение, измерьте расстояние между самой большой точкой предплечья / протезной гильзы и краем ламинационного кольца / ламинационной пластины протезной гильзы **[L4]**.